

IM4318 ETAC 2MOVE SET

REF.: IM4318- 2MoveSet (IM8050190+IM4048) Largo y plegable

REF.: IM4320- 2MoveSet (IM8150190+IM4048) Largo no plegable

REF.: IM4319- 2MoveSet (IM8050095+IM4047) Pequeño

REF.: IM4321- 2MoveSet (IM8070190+IM4049) XL

La tabla de transferencia Immedia 2Move se utiliza para la transferencia horizontal entre camas, cama a camilla de ducha, cama a mesa de rayos X, etc.

2Move es fácil de transportar y almacenar debido a su bajo peso de solo 1,5Kg y debido a que es plegable. Las asas facilitan el transporte y facilitan colgar la tabla de transferencia.

Se utiliza siempre en combinación con una funda de baja fricción (accesorio) que se desliza alrededor de la tabla minimizando la fricción y facilitando la transferencia.

- Tabla de transferencia de cuerpo entero para transferencia horizontal.
- Se usa para cerrar el espacio entre dos superficies horizontales y permite superar la diferencia de altura si es necesario.
- La transferencia manual entre camas es una tarea difícil y pesada. El tamaño, peso y las capacidades de los pacientes influyen en las acciones de transferencia.
- La posición de acostado, la presión y la fricción de varios puntos del cuerpo limitan aún más la posibilidad de una transferencia segura, dificultando a la vez el acercamiento del cuidador y que éste adopte una posición más ergonómica.
- El Set se compone de tabla de transferencia y funda impermeable de nailon verde.
- La funda proporciona una baja fricción que se desliza alrededor de la tabla y facilita la transferencia.
- Asegura una transferencia suave y segura en todo momento, tanto para el paciente como para el cuidador.
- El peso máximo soportado depende de la separación de la transferencia, a menos distancia mayor peso soportado:
 - Separación de 20cm peso soportado 150Kg.
 - Separación de 15cm peso soportado 200Kg.
 - Separación de 10cm peso soportado 300Kg.
- Fácil de almacenar:
 - Fácil de transportar y almacenar debido a su bajo peso (1,5Kg), y porque es plegable.
 - Las asas facilitan el transporte y la tarea de colgar la tabla de transferencia.
 - Al acabar la transferencia, el 2Move se retira.
- Material: plastazote (espuma de poliestireno de elevada pureza)
- Lavar con jabón neutro, pH5. No usar suavizante ni lejía.

- Medidas:
 - Pequeño: 50 x 95 cm.
 - Largo: 50 x 190 cm.
 - Largo y plegable: 50 x 190 cm.
 - XL: 70 x 190 cm.
- Opción de dispensador de pared para colgar el 2Move y almacenar las sábanas (Ref.IM4041)



IM4318



IM4320



IM4321



IM4319



Accesorios:

	<p>Dispensador de pared para colgar el 2Move y almacenar las sábanas. Ref.: IM4041</p>
	<p>Funda desechable 2Move Vienen en rollos de 40 unidades. Disponible en dos tamaños: IM4034: 60 x 200cm IM4035: 60 x 100CM</p>
	<p>Funda de nailon 2Move impermeable pequeña IM4047</p>