

Molift TRANSFER PRO PARA TRANSFERENCIA ACTIVA

REF.: 16090300 – Molift TRANSFER PRO Plataforma de transferencia

Molift TRANSFER PRO es un equipo de bipedestación especialmente diseñado para realizar transferencias de usuarios que necesitan apoyo para ponerse de pie y para ser transferidos, sentados, cuando se precisa cubrir distancias relativamente largas (p.e., de la habitación al cuarto de baño).

Es una ayuda técnica recomendada en aquellos usuarios que pueden seguir instrucciones, levantar peso, y que conservan un buen control de tronco (por ejemplo, personas que sufren dolor, reducción de la movilidad en las articulaciones, rigidez y debilidad muscular, entre otras situaciones).

La determinación del adecuado encaje entre el equipamiento y el usuario se basa en la salud individual y la función de movilidad, y no en un diagnóstico o edad específicos.

- Beneficios clínicos:
 - Reduce el esfuerzo y las lesiones laborales del cuidador
 - Permite una rehabilitación temprana del paciente
 - Ayuda al usuario a utilizar su capacidad física
 - Patrón de movimiento natural al levantarse: inclinación hacia adelante
 - Traslados sentados: cómodos y seguros
- Manillar ergonómico y espacioso:
 - Permite múltiples posiciones de agarre, tanto para el usuario como para el cuidador, y también un fácil acceso al lavabo del baño.
 - Espacio de maniobrabilidad amplio, que junto a la inclinación del chasis facilita la inclinación hacia delante en la acción de levantarse (patrón natural de movimiento).
- Compatible con la mayoría de sillas de ducha y WC, y sillas de ruedas
- Muy manejable (con y sin usuario), gracias a sus dimensiones reducidas y la tipología, calidad y disposición de sus ruedas.
- Dimensiones reducidas: ocupa poco espacio y radio de giro reducido, para encaje en espacios pequeños.
- Las almohadillas del asiento son muy estables y proporcionan una transferencia cómoda y segura.
- Comodidad del usuario:
 - Soporte acolchado y suave para las piernas, ajustable, que se adapta a las espinillas.
 - Base cómoda y de baja altura, con borde inclinado que garantiza la colocación sin esfuerzo de los pies en la plataforma.
- Plataforma de alta fricción, para evitar deslizamientos y resbalones.

- Ancho de apertura de patas ajustable, mediante pedal. Facilita el acercamiento al área del asiento.
- Freno: centralizado, en 2 ruedas (con feedback auditivo y visual/color).
- Medidas básicas:
 - Peso máximo soportado: 200 Kg
 - Peso equipo: 28,2 Kg
 - Apto para usuarios con altura entre 1,49m – 2,00m
 - Alto: 1.179 mm
 - Largo: 920 mm
 - Ancho: 669 mm
 - Altura de la plataforma: 56 mm
 - Radio de giro con patas abiertas/cerradas: 1.030/1.146 mm.
- Limpieza: limpiar/desinfectar las superficies del producto regularmente, con un trapo húmedo, utilizando un detergente con pH entre 5 y 9, o con una solución desinfectante al 70%.







Accesorios:

Compatibilidad con la gama de accesorios Molift Assist para las plataformas de bipedestación de Karinter (minimizar riesgos y maximizar seguridad).

Puntos de fijación ubicados en el lateral del manillar.



Asas flexibles Molift. Pack 2 uds
Ayudan al usuario a alcanzar el manillar.
82511



Cinta Molift Assist
Cinta de seguridad para apoyo y seguridad adicionales.
82508 Talla S/M
82509 Talla L/XL



Cinta Molift Assist con manguito deslizante
Asiste al usuario en la acción de erguirse y sentarse. Apoyo durante las transferencias.
82528 Talla S/M
82529 Talla L/XL



Cinturón Molift Assist
Con hebilla. Asiste el trabajo del cuidador cuando ayuda al usuario en la bipedestación. Asiste también en las transferencias.
82964 Talla S/M
82965 Talla L/XL



Manguito deslizante Molift ancho
Cinta de seguridad con manguito deslizante más ancho y firme, para asistir al usuario en la acción de bipedestación.
90301



Manguito deslizante Molift
Complemento del 82508, 82509.
Recambio del 90301.
82537



Cinturón Molift
Complemento del 82508 y 82509.
Recambio del 82964, 82965
82963



Manguito Molift ancho
Complemento del 82508, 82509.
Recambio del 90301.
90300