

## IM429 CINTURÓN CON ASAS PARA INCORPORARSE ETAC BEDSTRING

### REF.: IM429- Cinturón con asas para incorporarse Etac BEDSTRING

Immedia BedString con asas está diseñado principalmente para que el usuario activo ayude a moverse a una posición sentada en la cama. En la posición sentada, el usuario puede usarlo para inclinarse hacia adelante para permitir una aplicación más fácil de una cincha, la colocación de almohadas o para vestirse.

- Cinturón con 8 asas, alternadas en el lado derecho e izquierdo para facilitar un buen agarre del usuario.
- Facilita soporte al usuario activo para incorporarse en la cama.
- Medidas: 85 x 1700mm
- Material: poliéster.
- Peso máx. usuario: 150Kg.
- Limpieza: No utilizar suavizante, el producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolvente con un nivel de pH entre 5-9, o una solución desinfectante al 70%.
- Los productos cumplen con la normativa aplicable para productos de la Clase 1, de la Regulación de productos sanitarios (EU) 2017/745 relativa a los dispositivos médicos.

