

SÁBANA DE SUJECIÓN AJUSTABLE

REF.: KAT 070/90- Sábana de sujeción ajustable sin mangas (cama 90cm)
REF.: KAT 070/105 - Sábana de sujeción ajustable sin mangas (cama 105cm)
REF.: KAT 075/90- Sábana de sujeción ajustable con mangas (cama 90cm)
REF.: KAT 075/105- Sábana de sujeción ajustable con mangas (cama 105cm)
REF.: KAT 077/90- Sábana de sujeción ajustable con cremallera (cama 90cm)
REF.: KAT 077/1050- Sábana de sujeción ajustable con cremallera (cama 105cm)

- La sábana impide que el paciente manipule sondas, empapadores.... al mismo tiempo que se evita el riesgo de levantarse o caerse.
- Permite que el paciente se mueva con total libertad en la cama.
- Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el colchón aprovechando el propio peso del paciente.
- Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales.
- Cremallera reforzada, cierre en los pies y tope superior protegido del contacto con la piel.
- Lavado: máximo 60º, no secadora, no lejía.
- Planchado temperatura media, máximo 150º
- Material: 50% polyester y 50% algodón.
- Medidas para cama de 90 y 105 cm
- Tres modelos: sin mangas, con mangas y con cremallera.

